

# Whiteness Super-endo

קרבימיד פראוקסיד 37%  
לשיניים לא ויטליות בטכניקת  
walking bleach

מוכן לשימוש  
אין צורך בערבוב

מסיסות טובה במים  
קל להסרה



## זמינות

הקיט מכיל : מזרק 3 גרם של ג'ל וטיפ למוליך

# Whiteness Perborato

ג'ל הלבנה לשיניים לא ויטליות, על בסיס נתון פרבורט  
ומי חמצן בשיעור 20%

משחה עם צמיגות אידיאלית לאחר הערבוב

רב גוני: ערבוב אידיאלי ביחס 1:1 או 2:1

רמת חומציות אלקלינית: ממזער  
תופעות לוואי



## זמינות

הקיט מכיל: בקבוק של אבקת סידן פרבורט 10 גרם, בקבוק 8 גרם של מי חמצן בריכוז 20%, כף  
מידה וספטולה

# Whiteness RM<sup>CE</sup>

מסיר כתמים מהשיניים באמצעות מיקרו-שחיקה  
מכיל חומצה הידרוכלורית בשיעור של 6% וסיליקון קרביד

יעילות: הסרה מוחלטת של כתמים מאמייל השן

מוכן לשימוש : אין צורך בפעולה  
נוספת



## זמינות

הקיט מכיל : מזרק 2 גרם של ג'ל, ספטולה וטיפ למוליך

Regulation 1223 | 2009 | EC. Whitening products classified as medical device are not available in some countries of the European Community.

Check product availability in your country.